



Gerätewagen compact-cart

IN NEUEN FARBEN



TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	Basisgestell „Economy“	Basisgestell „Profi“
Tragfähigkeit	150 kg	180 kg
Tragfähigkeit Ablageboden	50 kg Flächenlast	50 kg Flächenlast

Abmessungen Basisgestell

Breite in mm	555 / 605	618 / 668
Tiefe in mm	625	624
Gesamthöhe in mm	842 / 1130 / 1290 / 1450	1146 / 1306 / 1466

Abmessungen Ablageboden

Breite in mm	450 / 500	450 / 500
Tiefe in mm	491	491

Elektrifizierung

Trenntransformator	nein	1200 VA / 1600 VA / 2000 VA
Zentraler Ein-/ Ausschalter	nein	ja
Steckdosenleisten	ja	ja

Get in touch >>

Europe: +49 89 614425-0 | sales@itd-cart.com
 America: +1 800 947-3901 | salesusa@itd-cart.com
 China: +86 21 5031 8818 | saleschina@itd-cart.com
 India: +91 86 0015 4064 | salesindia@itd-cart.com
 Australia: +61 3 9330 5050 | salesaustralia@itd-cart.com

www.itd-cart.com



Basisgestell Variante „Profi“




DS-0287.799 - 10/2024. Printed in Germany. All rights to make changes reserved.

FARBVARIANTEN

Farben

GRUNDFARBE



RAL 9016
Verkehrsweiß

DEKORFARBE



RAL Design 2507025
Wiesenblütenblau



RAL 5017
Verkehrsblau



RAL 7016
Anthrazitgrau

Farbdesign

Für ein ansprechendes Farbdesign können Dekorelement, wie Griffe und Ecken in ausgewählten Farben pulverbeschichtet werden. Auch die Umsetzung Ihrer Corporate Design Farbe ist möglich.



HOHE ZULADUNG & UNTERSCHIEDLICHE BASISGESTELLE

Unterschiedliche Basisgestelle – in verschiedenen Höhen und Breiten mit einer Zuladung bis 180 kg



Basisgestell „Economy“



Basisgestell „Profi“

HOHE STANDSICHERHEIT BEI GROSSEN MONITOREN

Monitorhalterungen – für Monitore bis 18 kg




Monitorboden, 2-fach für Tragarm flexion-port



VESA 75 / 100, neigbar und drehbar





VESA 75 / 100 verstellbar, neigbar und drehbar



Luftdurchlässige Rücktüren – verhindern Hitze-stau der Geräte und unerwünschten Zugriff

SICHERE ELEKTRIFIZIERUNG

Getrennte Daten- und Netzkabel – verhindern elektromagnetische Störungen



Trenntransformator bis zu 2000 VA – elektrische Sicherheit für Patienten und Anwender, internationale Nutzung durch Umschalten der Spannung

Verdeckte Kabelführung – ermöglicht schnelle Reinigung im Klinikalltag

