

pro-cart

Planungshilfe

Ausstattung

Rollendurchmesser: D _____ mm

Leitfähigkeit: ja nein

Trenntransformator: 660 VA mit 4-fach Kaltgerätedosenleiste
 1200 VA mit 6-fach Kaltgerätedosenleiste

Isolationswächter: ja nein


Steckdosenleiste: ZV. _____

Zubehör / Anbauteile: _____

Design

Grundfarbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

Dekorfarbe: .903 (RAL 7035 Lichtgrau)
 .908 (RAL 5015 Himmelblau)
 .909 (RAL 1003 Signalgelb)



Allgemeine Maßangaben

Gesamthöhe HG:

Einheiten (E), 1 E = 32 mm	Rollen D 100 mm	Rollen D 125 mm
21 E	884 mm	909 mm
30 E	1172 mm	1197 mm
35 E	1332 mm	1357 mm

Gesamtbreite: 610 mm

Gesamttiefe: 620 mm

Projekt _____

Firma _____

Straße _____

Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Bearbeiter _____

iTD GmbH
 Lilienthalstr. 19
 85579 Neubiberg
 Tel. +49 89 61 44 25 100
 E-Mail: sales@itd-cart.com
 Web: www.itd-cart.com



Bitte beachten Sie:

Zeichnen Sie die Zubehörteile Ihrer Wahl an der gewünschten Position zwischen zwei gestrichelten Linien ein. Bei **pro-cart** können Sie Ablageböden, Schubfächer etc. **mit der 1. Einheit bzw. 32 mm** von unten montieren.

pro-cart

elektrischer Höhenverstellung

mechanische Höhenverstellung

Ausstattung


Netzteil: Eingangsspannung:
AC 110 V / 230 V, 50 / 60 Hz
Ausgangsspannung: DC12 V – 24 V

Zubehör / Anbauteile: Ablageboden (PT. _____)
 Schubfachblock (PT. _____)

Design

Grundfarbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

Dekorfarbe: .903 (RAL 7035 Lichtgrau)
 .908 (RAL 5015 Himmelblau)
 .909 (RAL 1003 Signalgelb)



Allgemeine Maßangaben

Gesamthöhe HG:	1357 mm
Höhenverstellung:	1276 mm bis 1576 mm
Einbauhöhe (Säule):	35 E (1 E = 32 mm)
Gesamtbreite:	610 mm
Gesamttiefe:	620 mm
Rollen:	4 Doppellenkrollen, D 125 mm, 2 davon feststellbar, inkl. Wandabweiser

Projekt _____

Firma _____

Straße _____

Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Bearbeiter _____

Bitte beachten Sie:

Zeichnen Sie die Zubehörteile Ihrer Wahl an der gewünschten Position zwischen zwei gestrichelten Linien ein. Bei **pro-cart** mit Batterie können Sie Ablageböden, Schubfächer etc. **mit der 5. Einheit bzw. 160 mm** von unten montieren.

iTD GmbH
Lilienthalstr. 19
85579 Neubiberg
Tel. +49 89 61 44 25 100
E-Mail: sales@itd-cart.com
Web: www.itd-cart.com

